

GlucoSmart® Sicherheits-Pen-Nadeln

Höchste Sicherheit durch Verriegelung nach Gebrauch

Einfache Verriegelung

Sichtbare Nadel
vor der Anwendung erhöht die Sicherheit der Injektion. Sie verriegelt automatisch nach dem Gebrauch.

Injektion aus **mehreren Winkeln** möglich

Garantierter Einmalgebrauch
durch Nachgebrauchsverriegelung welche die TRBA 250/ Biostoffverordnung (Artikel 4.2.5 Ziffer 4) erfüllt.

GlucoSmart® Sicherheitslanzetten

Die **GlucoSmart® Sicherheitslanzette** ist vor und nach dem Gebrauch sicher verborgen.

Durch den garantierten Einmalgebrauch mit automatisch rückziehender Nadel werden Nadelstichverletzungen und eine Kreuzkontamination ausgeschlossen.

schlankes Design

Garantierter Einmalgebrauch

GlucoSmart® Fine Lanzetten
je 100 Stk.

30G PZN 19742767

GlucoSmart® Safety Fine Lanzetten je 100 Stk.

30G x 1,5 mm PZN 19742773
28G x 1,8 mm PZN 19742796

GlucoSmart® Pen-Nadel
je 105 Stk.

32G x 4 mm PZN 20040740
32G x 5 mm PZN 20113491
32G x 6 mm PZN 20113462

GlucoSmart® Sicherheits-Pen-Nadeln je 100 Stk.

31G x 5 mm PZN 20113456
31G x 6 mm PZN 20113485
30G x 8 mm PZN 20113479

V13-09.2025

Lanzetten und Pen-Nadeln

Höchste Qualität in der Diabetes-Therapie



Weitere Informationen finden Sie unter:
mspbodmann.com



Ihr Partner für mehr Lebensqualität

GlucoSmart® Fine Lanzetten

Besonders sanftes Gleiten in die Haut mit Hilfe der 3-fach facettierten Siliconbeschichtung



Glatte und komfortable
Hautpenetration

Besonders schonende
Blutgewinnung

Lanzette mit Schutzkappe
zur sicheren Entsorgung
nach Gebrauch

GlucoSmart® Safety Fine Lanzetten

Die GlucoSmart® Einwegsicherheitslanzetten stehen für maximale Sicherheit und Hygiene bei der Blutentnahme

100 Stück
30G x 1,5 mm



100 Stück
28G x 1,8 mm



GlucoSmart® Pen-Nadeln

Einfache Handhabung und schmerzarme Injektion


105 Stück
32G x 4 mm



105 Stück
32G x 5 mm



105 Stück
32G x 6 mm




„SuperStick“ Technologie
und Siliconbeschichtung
für eine leichtere und
sanftere Injektion.



„Dünnwand“-Technologie
reduziert den Einstich-Druck,
minimiert dadurch Schmerzen,
verkürzt die Injektionsdauer
und senkt das Risiko von
Insulin-Verlust durch Auslaufen.



Elektrolyt-Reinigung
innerhalb der Nadel
ermöglicht eine
besonders hygienische
Insulin-Injektion.



Die Injektion ist aus
mehreren Winkeln
möglich.

Passend für alle gängigen Insulin-Pens:

Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Owen Mumford, Berlin Chemie, Ypsomed, Pendiq



Weitere Informationen finden Sie unter:
mspbodmann.com



0800 706 36-10 (kostenfrei) | mspbodmann.com