GlucoSmart® Sicherheits-Pen-Nadeln

Höchste Sicherheit durch Verriegelung nach Gebrauch

Einfache Verriegelung

Sichtbare Nadel
vor der Anwendung erhöht die Sicherheit der Injektion. Sie verriegelt automatisch nach dem Gebrauch.

Injektion aus **mehreren Winkeln** möglich




Garantierter Einmalgebrauch
durch Nachgebrauchsverriegelung welche die TRBA 250/ Biostoffverordnung (Artikel 4.2.5 Ziffer 4) erfüllt.

GlucoSmart® Sicherheitslanzetten

Die **GlucoSmart® Sicherheitslanzette** ist vor und nach dem Gebrauch sicher verborgen.

Durch den garantierten Einmalgebrauch mit automatisch rückziehender Nadel werden Nadelstichverletzungen und eine Kreuzkontamination ausgeschlossen.



schlankes Design

Garantierter **Einmalgebrauch**

GlucoSmart® Fine Lanzetten
je 100 Stk. / je 200 Stk.

30G je 100 Stk. PZN 19742767
30G je 200 Stk. PZN 20319117



GlucoSmart® Safety Fine Lanzetten je 100 Stk.

30G x 1,5 mm PZN 19742796
28G x 1,8 mm PZN 19742773





GlucoSmart® Pen-Nadel
je 105 Stk.

32G x 4 mm PZN 20040740
32G x 5 mm PZN 20113491
32G x 6 mm PZN 20113462



GlucoSmart® Sicherheits-Pen-Nadeln je 100 Stk.

31G x 5 mm PZN 20383380
31G x 6 mm PZN 20383397
30G x 8 mm PZN 20383368

MSP

Weitere Informationen finden Sie unter:
mspbodmann.com

V14-10.2026

Lanzetten und Pen-Nadeln

Höchste Qualität in der Diabetes-Therapie



MSP

Ihr Partner für mehr Lebensqualität

GlucoSmart® Fine Lanzetten

Besonders sanftes Gleiten in die Haut mit Hilfe der 3-fach facettierten Silikonbeschichtung



Glatte und komfortable **Hautpenetration**

Besonders schonende **Blutgewinnung**

Lanzette mit Schutzkappe zur sicheren Entsorgung nach Gebrauch

GlucoSmart® Safety Fine Lanzetten

Die GlucoSmart® Einwegsicherheitslanzetten stehen für maximale Sicherheit und Hygiene bei der Blutentnahme

100 Stück
30G x 1,5 mm



100 Stück
28G x 1,8 mm



GlucoSmart® Pen-Nadeln

Einfache Handhabung und schmerzarme Injektion

105 Stück
32G x 4 mm



105 Stück
32G x 5 mm



105 Stück
32G x 6 mm



3 Längen für mehr Flexibilität.
Die passende Nadel für unterschiedliche Bedürfnisse und eine individuell abgestimmte Anwendung.




„SuperStick" Technologie und Silikonbeschichtung für eine leichtere und sanftere Injektion.



„Dünnwand"-Technologie reduziert den Einstich-Druck, minimiert dadurch Schmerzen, verkürzt die Injektionsdauer und senkt das Risiko von Insulin-Verlust durch Auslaufen.



Elektrolyt-Reinigung innerhalb der Nadel ermöglicht eine besonders hygienische Insulin-Injektion.



5-fach facettierter Schliff
Fünf präzise geschliffene Facetten für ein schonendes Eindringen in die Haut.

Passend für alle gängigen Insulin-Pens.

MSP

Weitere Informationen finden Sie unter:
mspbodmann.com

0800 706 36-10 (kostenfrei) | **mspbodmann.com**